

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2018



PRUEBAS RÁPIDAS • CONSUMIBLES • LABWARE

 **BIODIAGNÓSTICOS**
INNOVACIÓN CLÍNICA INTEGRAL



NUESTRAS **MARCAS**

Kaßla

CERTUM
DIAGNOSTICS

Fisher Scientific

CerTest
BIOTEC

QUIDEL

BIO-RAD

SERATEC
Graduated for Biotechnology work

ImmunoStics, inc.

QUIDEL
CORPORATION

Thermo
SCIENTIFIC

Mission

Stanbio
LABORATORY

RESPONSE BIOMEDICAL
Soluciones en el diagnóstico de pruebas cardiacas

Motic
More Than Microscopy

ependorf

SCIOGEX

CORNING

Intec

Artron

EAGLE
IAGNOSTICS

CureBand
VENDITAS

SPINREACT

alfa
SCIENTIFIC SOLUTIONS, INC.

HYCEL
REACTOR QUANTICO



QUIÉNES SOMOS

Biodiagnósticos es una empresa del ramo médico tecnológico, dedicada a brindar un diagnóstico oportuno y de calidad. Ofrecemos soluciones innovadoras a través de productos y servicios desarrollados con la más alta tecnología, para que estén al alcance de cualquier laboratorio, empresa o institución.

Somos distribuidores exclusivos en México de los fabricantes líderes a nivel mundial de las pruebas y servicios que ofrecemos.

Biodiagnósticos actúa como un mensaje detonante en nuestros clientes, para reiterarles que están relacionándose con una compañía involucrada al 100% en la revolución biológica y tecnológica en el mercado del diagnóstico médico a nivel mundial.

MISIÓN

Brindar con nuestros productos y servicios, soluciones innovadoras confiables para el diagnóstico clínico de calidad a todos los profesionales de la salud, de manera integral, eficiente y profesional.

VISIÓN

Ser la empresa líder de nuestra región, en la distribución, comercialización y abastecimiento de los productos y servicios que ofrecemos, comprometidos a resolver las necesidades de nuestros clientes de manera formal y eficiente.

POLÍTICA DE CALIDAD

En Biodiagnósticos S.A. de C.V. estamos comprometidos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, buscando e implementando soluciones innovadoras y tecnológicas, lo que nos permite ofrecer servicios y productos de alta calidad, confiables y de fácil uso.

NUESTROS VALORES


Calidad
Compromiso
Confianza
Honestidad
Innovación
Integridad
Lealtad
Responsabilidad
Trabajo en Equipo
Seguridad

ÍNDICE



PRUEBAS DE **EMBARAZO Y FERTILIDAD**

5



ENFERMEDADES **INFECCIOSAS Y CRÓNICAS**

12



MARCADORES **TUMORALES Y CARDÍACOS**

31



**HEMOGLOBINA GLUCOSILADA
UROANÁLISIS Y COLORIMETRIA**

39




ABUSO DE SUBSTANCIAS EN ORINA, SALIVA
Y **DETECCIÓN DE ADULTERANTES**

43



EQUIPOS **DE LABORATORIO**

51



CONSUMIBLES **DE LABORATORIO**

64



PRUEBAS DE **EMBARAZO Y FERTILIDAD**



RESULTADOS

EMBARAZO (hCG) Y FERTILIDAD

La prueba hCG de embarazo en un solo paso en placa (orina/suero) es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de la gonadotropina coriónica humana en orina o suero, para la detección precoz del embarazo.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
A01-01-222	Cassette	25 pbas.	Orina	20 mlU/ml





SPERM OK

Sperm OK es una prueba de fertilidad masculina rápida y cómoda diseñada para indicar la concentración de espermatozoides en el semen humano.

Proporciona un resultado visual y cuantitativo que es fácil de entender y leer. Fácil de usar en la comodidad de su propia casa, sin tener que hacer un viaje a la oficina del médico.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
A04-05-113	Cassatte	25 pbas.	Semen	25 mIU/ml-3mm
A01-05-422	Cassette	1 pba.	Semen	25 mIU/ml-3mm





EMBARAZO (hCG) Y FERTILIDAD

La prueba hCG de embarazo en un solo paso en placa (orina/suero) es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de la gonadotropina coriónica humana en orina o suero, para la detección precoz del embarazo.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
FHC-201	hCG Tirilla	50 pbas.	Orina/Suero	25 mIU/ml-3mm
FHC-202	hCG Cassette	40 pbas.	Orina/Suero	25 mIU/ml
TAF-402	Alfa-Fetoproteína Cassette	40 pbras.	Sangre Entera	99 ul/ml





EMBARAZO (hCG- β) QUPID PLUS

La prueba qupid plus hCG de STANBIO es una prueba inmunologica cualitativa para detectar la subunidad β de la hCG en suero u orina, utilizando una combinacion monoclonal y policlonal de anticuerpos reactivos para detectar de forma selectiva niveles elevados de hCG en la muestra.

Esta prueba es la unica en el mercado que incluye controles negativos y positivos.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
1230-050	Cassette	50 pbas.	Orina/Suero	20 mIU/mL






GESTA STRIP

Tiras reactivas. Prueba de un solo paso (one step) para la detección cualitativa de la fracción beta de la hCG en suero u orina mediante análisis inmunocromatográfico con partículas de oro coloidal.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
HY70640-AJ1	Tiras	25 pbas.	Orina/Suero	20 mIU/mL





RESULTADOS

PRUEBA DE EMBARAZO INSTANT-VIEW

La prueba de embarazo Instant-View utiliza un anticuerpo monoclonal específico al hCG en un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral en un paso para detectar de manera precisa la hormona del embarazo (hCG) en niveles cercanos o mayores a 25mIU/ml.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
02-2484	Cassette	25 pbas.	Orina/Suero	25 mIU/mL
02-2488	Tirilla	50 pbas.	Orina/Suero	25 mIU/mL





**ENFERMEDADES
INFECCIOSAS Y CRÓNICAS**



RESULTADOS



DENGUE IgG / IgM

La prueba de Artron de un solo paso para la detección de anticuerpos IgG/IgM del virus Dengue, es un ensayo inmunocromatográfico in vitro rápido, visual, cualitativo y práctico para la detección de anticuerpos IgG/IgM para el virus de Dengue serotipos 1-4 en muestras de suero humano, plasma y/o sangre entera.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
A03-08-322	Cassette	25 pbas.	Sangre/Suero/Plasma	91%



RESULTADOS

PROCALCITONINA (PCT)

La prueba rápida de procalcitonina (PCT) de Artron es un inmunoensayo de flujo lateral de un solo paso, que brinda resultados semicuantitativos en muestras de suero y plasma.

La prueba de PCT Artron es fabricada en Canadá y está aprobado por la Cofepris y Health Canada, además de contar con CE.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
A03-23-222	Cassette	25 pbas.	Suero/Plasma	92%



PRUEBA TORCH

Panel de flujo lateral cualitativo diseñado para la detección de anticuerpos de IgG/IgM de toxoplasma gondii (TOXO) Citomegalovirus (CMV), Rubéola, Herpes Simplex virus 1 y 2 (HSV-1 y HSV-2) en muestras de suero humano o plasma.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
ITOGM-485	Cassette	25 pbas.	Plasma/Suero/Sangre	97.3%





RESULTADOS

PRUEBA DE DENGUE COMBO Ab(IgG+IgM) + Ag(NS1)

El Dispositivo Combo de Prueba Rápida para Dengue (Sangre/Suero/Plasma) es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa del antígeno NS1 y los anticuerpos IgG e IgM del virus del dengue en sangre entera humana, suero o plasma como una ayuda en el diagnóstico de infecciones de dengue.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
IDEC-425	Cassette	25 pbas.	Plasma/Suero/Sangre	99.7%



RESULTADOS

HEPATITIS A

La prueba en un paso para HAV IgM es un rápido ensayo inmunocromatográfico para la detección cualitativa de anticuerpos IgM contra el virus de la Hepatitis A (HAV) en muestras de Suero/Plasma como apoyo en el diagnóstico del Virus de la Hepatitis A.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
IHA-402	Cassette	25 pbas.	Suero/Plasma	99.7%



RESULTADOS



H. PYLORI Ag

CerTest H. pylori es una prueba inmunocromatográfica, de un sólo paso, para la detección cualitativa de *Helicobacter pylori* en muestras de heces fecales, que ofrece un ensayo de cribado sencillo, de alta sensibilidad y no invasivo, para realizar un diagnóstico presuntivo de infección por *Helicobacter pylori*.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
P820001V	Cassette	20 pbas.	Heces Fecales	94%



RESULTADOS



ROTAVIRUS

CerTest Rotavirus es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa de Rotavirus en muestras de heces, que ofrece un ensayo de cribado sencillo y de alta sensibilidad para realizar un diagnóstico presuntivo de la infección.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
R820001V	Cassette	20 pbas.	Heces Fecales	99%



RESULTADOS



ANTEMOEBA

CerTest Entamoeba card test es una prueba inmunocromatográfica de un sólo paso para la detección cualitativa de Entamoeba histolytica y E. dispar. en muestras de heces.

CerTest Entamoeba card test ofrece un ensayo de cribado sencillo y de alta sensibilidad para realizar un diagnóstico presuntivo de amebiasis.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
N882001V	Cassette	20 pbas.	Heces Fecales	99%



RESULTADOS

CRYPTOSPORIDIUM / GIARDIA Ag

CerTest Crypto + Giardia es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa simultánea de Cryptosporidium y Giardia en muestras de heces fecales, que ofrece un ensayo de cribado sencillo y de alta sensibilidad para realizar un diagnóstico presuntivo de criptosporidiosis y/o giardiasis.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
N882001V	Cassette	20 pbas.	Heces Fecales	99%



RESULTADOS



ROTAVIRUS / ADENOVIRUS / ASTROVIRUS

CerTest Rota+Adeno+Astrovirus es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa simultánea de antígenos de Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus en muestras de heces.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
RT871001V	Cassette	10 pbas.	Heces Fecales	99%



RESULTADOS



GDH CLOSTRIDIUM DIFFICILE Ag

CerTest C. difficile (GDH) es una prueba inmunocromatográfica de un sólo paso para la detección cualitativa simultánea de Clostridium Difficile glutamato deshidrogenasa (GDH), que ofrece un ensayo de cribado sencillo y de alta sensibilidad para realizar un diagnóstico presuntivo de infección por Clostridium difficile.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
GD820001V	Cassette	20 pbas.	Heces Fecales	99%
GX872001V	Cassette	20 pbas.	Heces Fecales	99%



RESULTADOS



NOROVIRUS (GI y GII)

CerTest Norovirus es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa de Norovirus genogrupos I y II (GI y GII) en muestras de heces, que ofrece un ensayo de cribado sencillo y de alta sensibilidad para realizar un diagnóstico presuntivo de infección por Norovirus.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
NG22000	Cassette	20 pbas.	Heces Fecales	99%

RESULTADOS



RESULTADOS



DENGUE DUO IgG / IgM + Ag Ns1

La prueba Dengue IgG/IgM/Ag Eco Teste es un rápido inmunoensayo de flujo lateral de panel doble para detección simultánea y diferenciación de anticuerpos IgG e IgM anti-dengue y el antígeno dengue (Ag dengue) en muestras humanas de sangre entera, suero o plasma. La prueba se puede aplicar tanto a la detección como en el diagnóstico de la infección por el virus del dengue.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
TR 0062	Cassette	20 pbas.	Suero/Plasma/Sangre	100%





RESULTADOS

H. PYLORI IgG

La prueba rápida de H. pylori es un inmunoensayo cualitativo de flujo lateral rápido. Su propósito es ser usada en centros profesionales para el cuidado de la salud, para detectar la presencia de anticuerpos IgG específicos a Helicobacter pylori (H. pylori) en suero.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
----------	--------------	----------	-----------	--------------

05-9494

Cassette

25 pbas.

Suero/Sangre

95.1%




RESULTADOS

INTEC ACCUTRACK HIV 1/2 (3ra gen)

La prueba Advance Quality Intec Accutrack / HIV 1 + 2 es una prueba inmunocromática rápida y mejorada con oro coloidal para la detección cualitativa de anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en la sangre entera, el suero o el plasma humano.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
----------	--------------	----------	-----------	--------------

ITP-TC40	Cassette	40 pbas.	Suero/Sangre	100%
----------	----------	----------	--------------	------


RESULTADOS

INTEC ACCUTRACK HEPATITIS "B" HBs Ag

Las pruebas rápidas Advance Quality Intec Accutrack de Hepatitis pueden identificar de manera rápida la presencia del virus en muestras de Sangre, Suero o Plasma con alto nivel de sensibilidad.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
----------	--------------	----------	-----------	--------------

ITP-HBSAG40	Cassette	40 pbas.	Suero/Sangre	98%
-------------	----------	----------	--------------	-----


RESULTADOS


INTEC ACCUTRACK SIFILIS TREPONEMA PALLIDUM

La prueba de un paso de anti-tp (Treponema Pallidum / Sífilis) de Advance Quality Intec Accutrack es un ensayo rápido inmunocromatográfico con oro coloidal mejorado para la detección cualitativa de anticuerpos contra el antígeno del Treponema Pallidum en sangre entera, suero o plasma humano.

CATÁLOGO

ITP-SIF40

PRESENTACIÓN

Cassette

CANTIDAD

40 pbas.

ESPECIMEN

Suero/Sangre


RESULTADOS


INTEC ACCUTRACK HEPATITIS "C" HCV

HCV es una prueba rápida para detectar anticuerpos específicos al virus del Hepatitis C en muestras de Sangre Entera, Suero o Plasma. Cuenta con aprobación del INDRE y la SSA en México.

CATÁLOGO

ITP-HCV40

PRESENTACIÓN

Cassette

CANTIDAD

40 pbas.

ESPECIMEN

Suero/Sangre/Plasma


RESULTADOS

INFLUENZA A+B

La prueba QuickVue Influenza A + B permite la detección cualitativa rápida de antígenos de la influenza tipo A y tipo B directamente desde hisopo nasal, exudado nasofaríngeo, aspirado nasal y muestras de lavado nasal.

La prueba es para uso como una ayuda en el diagnóstico diferencial rápido de infecciones virales agudas influenza tipo A y tipo B.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
97020	Tirilla	25 pbas.	Torunda Nasal	94%


RESULTADOS

CHLAMYDIA

La prueba QuickVue para Chlamydia es un inmunoensayo de flujo lateral previsto para la detección cualitativa rápida de Chlamydia, directamente de muestras tomadas con torundas endocervicales y cepillos para citología. La prueba tiene como objeto servir de ayuda en el diagnóstico de una presunta infección por Chlamydia.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
0B006	Cassette	25 pbas.	Torunda	97%



RESULTADOS



MONONUCLEOSIS Ab/IgM

QuickVue mononucleosis es una prueba inmuncromatográfica para la detección de anticuerpos heterófilos mononucleosis infecciosa IgM en suero, plasma o sangre total. Esta prueba es de ayuda en el diagnóstico de la mononucleosis infecciosa.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
----------	--------------	----------	-----------	--------------

20121

Cassette

20 pbas.

Sangre/Suero/Plasma

99%



RESULTADOS



VIRUS SINCITAL RESPIRATORIO

La prueba QuickVue RSV es un inmunoensayo de nivel, que permite la detección cualitativa rápida del antígeno del virus sincital respiratorio (RSV) (proteína de fusión viral) directamente de exudado nasofaríngeo, aspirado nasofaríngeo o nasal.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
----------	--------------	----------	-----------	--------------

97024

Tirilla

20 pbas.

Torunda Nasal

99%



RESULTADOS



DIPSTICK STREP "A" TEST

El Ensayo de Estreptococos A Dipstick QuickVue está diseñado para la detección cualitativa rápida del antígeno de los estreptococos del grupo A en muestras de exudados (torundas) o para confirmar la presencia de colonias de estos microorganismos en un cultivo.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
20122	Tirilla	25 pbas.	Torunda Nasal	92%



RESULTADOS



RAPITEST VIH TEST

RAPITEST VIH es una prueba rápida inmunocromatográfica en membrana sólida tipo cassette, para la determinación cualitativa y simultánea de anticuerpos contra el V.I.H. Tipos 1 y 2, en sangre total, suero o plasma.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
RAPI TEST	Cassette	50 pbas.	Suero/Plasma/Sangre	98%


RESULTADOS


HIV Ag/Ab (4ta gen)

El kit para la prueba SD BIOLINE HIV Ag/Ab Combo es un análisis rápido, cualitativo para la detección del antígeno y anticuerpos de HIV p24 de todos los isotipos (IgG, IgM y IgA) específicos de HIV-1, incluyendo los subtipos-O y/o HIV-2 simultáneamente en suero, plasma o sangre completa.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
----------	--------------	----------	-----------	--------------

03FK30	Cassette	30 pbas.	Suero/Plasma/Sangre	98%
--------	----------	----------	---------------------	-----


RESULTADOS


CHAGAS Ab

La prueba SD BIOLINE Chagas Ab es una prueba rápida y cualitativa para la detección de anticuerpos contra *Trypanosoma cruzi* en suero, plasma y sangre total.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
----------	--------------	----------	-----------	--------------

49FK10	Cassette	30 pbas.	Suero/Plasma/Sangre	98%
--------	----------	----------	---------------------	-----


RESULTADOS


HEPATITIS B

Las pruebas de hepatitis SD BIOLINE están destinadas para uso profesional como ayuda en el diagnóstico de la hepatitis B.

SD BIOLINE HBsAg puede identificar HBsAg en muestras de plasma o suero con un alto grado de sensibilidad.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
01FK10	Cassette	30 pbas.	Suero/Plasma	99.7%


RESULTADOS


HEPATITIS C

La prueba SD BIOLINE HCV es una prueba de detección rápida inmunocromatográfica para la detección cualitativa de anticuerpos específicos contra el virus de la hepatitis C (VHC) en suero, plasma o sangre completa de origen humano.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
02FK10	Cassette	30 pbas.	Suero/Plasma/Sangre	99.7%



SIFILIS TEST

La prueba de Anti-Sífilis es un ensayo rápido inmuno-cromatográfico para la detección cualitativa de anticuerpos de Treponema (IgA, IgM, IgG) generados contra antígenos del Treponema pallidum (17kDa, 15kDa, 47 kDa) en muestras de suero/plasma/sangre total con alta sensibilidad y especificidad. Esta prueba puede ser usada inclusive en la detección de sífilis congénita con la misma exactitud.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
TTP02	Cassette	50 pbas.	Sangre/Suero/Plasma	99,9%



MARCADORES TUMORALES Y CARDÍACOS



RESULTADOS



CALPROTECTINA 50 + LACTOFERRINA 200

CerTest Calprotectin 50 + 200 combo card es una prueba inmunocromatográfica de un sólo paso para la detección semi-cuantitativa de calprotectina humana (hCp) en muestras de heces, presentando unos valores de cut-off para A: 50 µg/g heces y para B: 200 µg/g heces.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
----------	--------------	----------	-----------	--------------

CC882001F

Cassette

20 pbas.

Heces Fecales

94%



RESULTADOS



CALPROTECTINA/LACTOFERRINA

CerTest Calprotectina+Lactoferrina test es una prueba inmunocromatográfica de un sólo paso para la detección semi-cuantitativa simultánea de calprotectina humana (hCp) y lactoferrina humana (hLf) en muestras de heces como indicativo de inflamación gastrointestinal presente en diversas patologías (enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer colorrectal y algunas enteropatías).

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
----------	--------------	----------	-----------	--------------

CL882001F

Cassette

20 pbas.

Heces Fecales

99%



RESULTADOS

PRUEBA FOB/TRANSFERRINA

CerTest FOB+Transferrin test es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección semi-cuantitativa simultánea de hemoglobina humana (hHb) y transferrina humana (hTf) en muestras de heces. CerTest FOB+Transferrina test ofrece un ensayo de cribado sensible, sencillo y no invasivo para realizar un diagnóstico presuntivo de sangrado gastrointestinal.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
FT882001F	Cassette	20 pbas.	Heces Fecales	99%



RESULTADOS



PRUEBA FOB/TRANSFERRINA

El Hemosure F.O.B Test, es una prueba inmunologica para la detección cualitativa de sangre oculta en heces. Esta prueba e inmunoensayo emplea una unica combinación de anticuerpos monoclonales y policlonales para identificar de manera selectiva hemoglobina en muestras de prueba con un alto grado de sensibilidad.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
T1-CK50	Cassette	50 pbas.	Heces Fecales	96%



RESULTADOS

SANGRE OCULTA EN HECES HEMA-SCREEN F.O.B.

Es un método de uso profesional, cualitativo, rápido e inofensivo, para detectar sangre oculta en heces fecales. De ayuda diagnóstica en los trastornos gastrointestinales asintomáticos que se manifiestan por la presencia de sangre oculta en excremento.

Esta prueba se recomienda de rutina en exámenes de gabinete, hospitales, programas masivos de detección de cáncer colo-rectal y en pacientes postoperados y recién nacidos.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN
HS-50	Kit	50 pbas.	Heces Fecales
HS-100	Kit	100 pbas.	Heces Fecales





RESULTADOS



TROPONINA I

La prueba Instant View prueba rápida de troponina I suero es un inmunoensayo para la detección rápida de troponina I cardiaca (cTnI) en suero humano con un nivel de corte de 1.5 ng/mL.

Proporciona ayuda en el diagnóstico de infarto agudo al miocardio en sala de emergencias, P.O.C y ámbitos hospitalarios.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
----------	--------------	----------	-----------	--------------

05-8572

Cassette

25 pbas.

Suero

98%





RESULTADOS

SANGRE OCULTA EN HECES F.O.B.

La prueba rápida inmunológica de F.O.B. Test es un inmunoensayo altamente específico para detectar la presencia de hemoglobina humana en las heces. Esta prueba brinda grandes ventajas al no requerir que el paciente haga dieta alguna para antes de la toma de la muestra.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
05-7602	Cassette	20 pbas.	Heces Fecales	95%





RESULTADOS



PSA-ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO

La prueba Seratec PSA SEMIQUANT ha sido desarrollada para la determinación de niveles elevados de t-PSA en suero o sangre entera. Es ideal como un primer y rápido ensayo de tamizaje y ha sido diseñado como una prueba semicuantitativa que brinda resultados en menos de 10 minutos.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
----------	--------------	----------	-----------	--------------

PSM400T/40	Tira	40 pbas.	Suero/Sangre Entera	99%
------------	------	----------	---------------------	-----





HEMOGLOBINA GLUCOSILADA UROANÁLISIS Y COLORIMETRIA



RESULTADOS



GLICOHEMOGLOBINA

La glicohemoglobina ha sido definida operacionalmente como la "fracción rápida" de la hemoglobina (HbA1a, A1b, A1c) la cual fluye primero durante la cromatografía en columna con resinas de intercambio iónico.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN
----------	--------------	----------	-----------

GH-330	Kit	30 pbas.	Sangre
--------	-----	----------	--------



RESULTADOS



CALIBRADOR DE 1ml. PARA GLICOHEMOGLOBINA

Esta prueba es un indicador del control diabético, ya que los niveles de glicohemoglobina se aproximan al valor normal cuando el paciente diabético responde al tratamiento

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN
----------	--------------	----------	-----------

GH-40	Vial 1.0ml	1 pba.	Suero
-------	------------	--------	-------



RESULTADOS

UROANÁLISIS

La prueba de Tiras Reactivas de Uroanálisis (Orina) puede ser utilizada en la evaluación general de la salud, como ayuda en el diagnóstico y monitoreo de enfermedades metabólicas o sistémicas que afectan el funcionamiento del riñón, desordenes endocrinos y enfermedades o desordenes en las vías urinarias.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
----------	--------------	----------	-----------	--------------

391-50

Tirilla

50 pbas.

Orina/Suero/Sangre

0.2 a 50 mg/dL



RESULTADOS

ALBUMINA Y CREATININA EN ORINA

Tiras Reactivas de Urianálisis (Orina) son tiras de plástico sobre las cuales se fijan varias áreas del reactivo.

Esta prueba es para detección cualitativa y semi-cualitativa de creatinina, Albúmina a bajas concentraciones también conocidas como Microalbúmina en orina.

Esta prueba además proporciona una relación de Albúmina-Creatinina en una muestra aleatoria de un solo anulado por medio de una lectura visual o lector analizador de orina.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN
----------	--------------	----------	-----------

U031-021

Tirilla

25 pbas.

Orina



RESULTADOS



CONTROL LÍQUIDO DE ORINA

Es seguro Utilizar con Mission, un análisis de orina reactivo de tiras y analizadores de orina para un control óptimo en la calidad de los resultados del análisis de orina en cualquier entorno.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN
----------	--------------	----------	-----------

U031-101

Tirillas

100 pbas.

Orina





ABUSO DE SUBSTANCIAS EN ORINA, SALIVA Y DETECCIÓN DE ADULTERANTES



RESULTADOS

PRUEBA DE DROGAS EN PANEL

El Panel Multidrogas CERTUM le permite realizar exámenes para detectar desde 2 y hasta 6 drogas al instante.

Para realizar la prueba, sólo es necesario insertar un extremo del dispositivo en la muestra de orina durante 3 segundos y esperar 5 minutos para ver los resultados para cada tipo de droga.

CATÁLOGO	PARAMETROS	CANTIDAD	PARAMETROS	SENSIBILIDAD
DOA 124	2	25 pbas.	COC+THC	99%
DOA 134	3	25 pbas.	AMP+COC+THC	99%
DOA 154	5	25 pbas.	AMP + COC + MET + OPI + THC	99%
DOA 154-2	5	25 pbas.	AMP + COC + BAR + BZD + THC	99%
DOA 164	6	25 pbas.	AMP + COC + MET + OPI + THC + BZD	99%
DOA 164-3	6	25 pbas.	AMP + COC + MET + OPI + THC + BZD	99%
DOA 164-2	6	25 pbas.	THC + COC150 + AMP300 + MET300 + BAR + BZD200	99%



RESULTADOS

PRUEBA DE DROGAS EN TIRA

La prueba de drogas en tira es un formato sumamente económico y confiable para detectar el consumo de una droga en orina.

Certum le ofrece una completa gama de pruebas rápidas para la de detección del consumo de drogas en orina.

Nuestras pruebas le ofrecen la mayor confiabilidad, resultados rápidos y el método más práctico disponible.

Todas nuestras pruebas de detección de drogas, cuentan con la aprobación de la FDA de los Estados Unidos y se someten a los puntos de corte establecidos por SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) y NIDA (National Institute for Drug Abuse).

CATÁLOGO	PARAMETROS	CANTIDAD	PARAMETROS	SENSIBILIDAD
DTH-101	Tira	25 pbas.	THC - MARIHUANA	99%
DCO-101	Tira	25 pbas.	COC - COCAINA	99%
DAM-101	Tira	25 pbas.	AMP-ANFETAMINA	99%
DBA-101	Tira	25 pbas.	BAR-BARBITURICOS	99%
DBZ-101	Tira	25 pbas.	BZD-BENZODIAZEPINAS	99%



RESULTADOS



ABUSO DE SUBSTANCIAS EN ORINA (VASOS INTEGRADOS)

Es el sistema más avanzado para determinar el consumo de drogas en orina. Debido a que cuenta con un sistema de seguridad único, termómetro y panel de resultados montado de manera independiente, éste frasco se encuentra notablemente por encima de cualquier opción en el mercado.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PARAMETROS	SENSIBILIDAD
DOA-1237-19	EZ-SPLIT3	25 pbas.	AMP+COC+THC	99%
DOA-137-2	EZ-SPLIT3	25 pbas.	THC+COC+MET	99%
DOA-1257-19	EZ-SPLIT5	25 pbas.	AMP+COC+MET+OPI+THC	99%
DOA-157-2	EZ-SPLIT5	25 pbas.	AMP+BAR+BZD+COC+THC	99%
DOA-1107	EZ-SPLIT10	25 pbas.	AMP+COC+THC+MET+OPI PCP+BZD+BAR+TCA+MDMA	99%



RESULTADOS



COTININA NICOTINA

Certum ofrece la mejor opción para la detección del consumo de nicotina a través de una prueba rápida en orina. La ventana de detección comúnmente es de 2 a 3 días después del último consumo de nicotina.

Esta prueba se basa en la detección cualitativa de la cotinina en orina. Se basa en el principio de reacciones altamente específicas inmunoquímicas de antígenos y anticuerpos.

Es una prueba simple y conveniente para la detección de cotinina en orina humana en concentraciones de 200ng/ml.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN	SENSIBILIDAD
----------	--------------	----------	-----------	--------------

DCT-101

Cassette

25 pbas.

Orina

98%



CATÁLOGO	PARAMETROS	CANTIDAD	PARAMETROS	SENSIBILIDAD
03-3270	2	25 pbas.	COC+THC	99%
03-3375	3	25 pbas.	COC+THC+AMP	99%
03-3371	3	25 pbas.	COC+THC+MET	99%
03-3458	4	25 pbas.	COC+THC+OPI+AMP	99%
03-3457	4	25 pbas.	BZD+COC+MET+THC	99%
03-3461	4	25 pbas.	AMP+COC+MET+THC	99%
03-3577	5	25 pbas.	AMP+COC+MET+OPI+THC	99%
03-3520	5	25 pbas.	AMP+BAR+BZD+COC+THC	99%
03-3571	5	25 pbas.	BZD+COC+MET+OPI+THC	99%
03-3578	5	25 pbas.	MET+COC+OPI+PCP+THC	99%
03-3635	6	25 pbas.	AMP+BZD+COC+MET+OPI+THC	99%
03-3665	6	25 pbas.	AMP+BAR+BZD+COC+MET+THC	99%
03-3678	6	25 pbas.	BAR+BZD+COT+MET+MOR+THC	99%
03-3679	6	25 pbas.	AMP+COC+MET+MOR+PCP+THC	99%
03-3761	7	25 pbas.	AMP+BAR+BZD+COT MET+MOR+THC	99%
03-3920	10	25 pbas.	AMP+BAR+BZD+COC MET+MTD300+PCP+THC+XTC	99%
03-3963	12	25 pbas.	AMP+BAR+BZD+COC+MET+MTD OPI+PCP+PPX+TCA+THC+XTC	99%
03-2862	1	25 pbas.	OXICODONA	99%
03-2952	1	25 pbas.	EXTASIS (MDMA)-XTC	99%



RESULTADOS

alfa
SCIENTIFIC DESIGNS, INC



Las pruebas rápidas para detección de drogas de abuso Instant-View incluyen varias características únicas que las hacen excepcionalmente fáciles de usar. Las tirillas de diversos colores, además de las iniciales para cada droga permiten una rápida identificación del resultado.



RESULTADOS

INSTANT VIEW CUP

El frasco de detección de múltiples drogas le ofrece un método rápido, sencillo y económico para realizar sus especímenes de detección de drogas.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PARAMETROS
60310	EZ-SPLIT3	25 pbas.	AMP + COC + THC
60502	EZ-SPLIT3	25 pbas.	AMP + COC + MET + OPI + THC
60689	EZ-SPLIT5	25 pbas.	AMP + BAR + BZD + COC + THC + MET



RESULTADOS



TIRAS DE ADULTERANTES EN ORINA

La tirilla de prueba de adulteración de orina Urine check 7 es para la determinación cualitativa visual de creatinina, nitrito, glutaraldehído, pH, gravedad específica, almidón y clorocromato de piridinio en la orina con el objeto de evaluar la integridad de los especímenes de orina antes de pruebas de abuso de drogas.

Los resultados positivos deben ser validados mediante algún método de confirmación.

CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ESPECIMEN
03-0012	Tirillas	25 pbas.	Orina



SOLUCIONES **POINT OF CARE**

ANALIZADOR DE INMUNOENSAYOS POR FLUORESCENCIA.

El analizador de inmunoensayos por fluorescencia Sofia realiza la interpretación y el reporte de resultados para la gama completa de pruebas de diagnóstico de fluorescencia de QUIDEL. Brindando así, un enfoque totalmente objetivo que evita cualquier error de procedimiento o lectura humana, permite el uso de inmunoensayos mucho más específicos y sensibles que utilizan sistemas de control interno y prueba muy diferentes a las pruebas rápidas tradicionales, por lo que no podrían ser interpretadas visualmente.

Por otra parte Sofia cuenta con una interface amigable y con amplias opciones de configuración e integración que representa una solución eficiente para laboratorios y hospitales.

Parámetros disponibles:





- Influenza A+B.
- RSV.
- Strep A.



Sofia™

Sofia es una nueva tecnología desarrollada por QUIDEL Corporation que utiliza fluorescencia para la interpretación de inmunoensayos de diagnóstico. Esta línea ha sido desarrollada con el objetivo de brindar un desempeño superior y la automatización de sistemas complejos de laboratorios, manteniendo la rapidez y simplicidad de las pruebas rápidas.


-  Objetivo
-  Versátil
-  Rápido

-  Inteligente
-  Multi idiomas
-  Seguro
-  Control de calidad

-  Certificado
-  Memoria Interna y externa
-  Fuente de poder
-  Impresión

RAMP 200


El analizador RAMP 200 de Response Biomedical es una plataforma modular que brinda resultados cuantitativos en 15 minutos para las pruebas de proteínas cardiacas RAMP®. Este equipo consiste en un módulo de control desde el cual se pueden conectar hasta 3 módulos de prueba, cada uno con 2 puertos para realizar desde 1 y hasta 6 pruebas de manera independiente y simultánea.



Ventajas:

- ✓ Un control de calidad estricto que reduce el riesgo de error.
- ✓ Ofrece la posibilidad de analizar una mayor cantidad de muestras de pacientes de manera simultánea (hasta 6)
- ✓ Fabrica en America del Norte
- ✓ Diseñado para un alto volumen de trabajo (hasta 36 pruebas por hora)
- ✓ Capaz de realizar múltiples pruebas de diferentes pacientes a la vez.

Pruebas para marcadores cardiacos RAMP



Solución de pruebas para marcadores cardiacos totalmente portátil RAMP


Response Biomedical Corp. provee aplicaciones rápidas y precisas en el RAMP Reader con un resultado promedio de 15 minutos. El lector RAMP es una solución para quien requiera un equipo pequeño sin escatimar resultados precisos.

Ventajas:

- ✓ Un lector portátil ligero.
- ✓ Funciona con Baterías o Corriente Alterna; rinde hasta 100 pruebas.
- ✓ Controles de calidad internos integrados.
- ✓ No se requiere de mantenimiento ni calibración.
- ✓ Ofrece menú de gran flexibilidad.
- ✓ Múltiples niveles de acceso de acuerdo a permisos de usuarios para ofrecer una mayor seguridad.
- ✓ Memoria de hasta 500 pruebas.
- ✓ Registra memoria de Lotes - hasta 50 Lotes.



Pruebas para marcadores cardiacos RAMP



Cholesterol (Mission)

Sistema de Control de Colesterol Misión proporciona alta calidad y resultados confiables para las pruebas de panel de lípidos completo.



Eficiente

Prueba de panel de lípidos completo, en tan sólo 45 segundos con el panel de 3-1 lípidos o dispositivos individuales.

Pruebas de dispositivo para el colesterol total (COL), lipoproteína de alta densidad (HDL) y triglicéridos (TRIG) también incluye calculada lipoproteínas de baja densidad (LDL), CHOL / HDL ratio Cardíaca y Evaluación de Riesgos.

Evaluación del riesgo cardíaco evalúa el riesgo del corazón, accidente cerebrovascular y enfermedad cardíaca.

Seguro

- Puede probar sangre entera, suero o plasma
- Amplia gama hematocrito 0-55%.
- Resultados ideales rápida para oficinas, laboratorios y hogares médicos con impresora externa opcional disponible.
- Identificación de dispositivo único para garantizar el uso del dispositivo adecuado para evitar error de procedimiento.

Fácil de Usar

- Gran pantalla LCD de fácil lectura.
- Color codificado dispositivos de prueba con nombre de la prueba grabada para su fácil identificación.
- Pilas o el adaptador de CA estándar para mayor comodidad.





EQUIPOS DE LABORATORIO



Thermo
SCIENTIFIC
eppendorf

Centrifugas

Universales, Hematocrito y Microtubos



Fisher Scientific

Microscopios

Campo oscuro y campo claro



Thermo
SCIENTIFIC
felisa
NOVATECH

Baño de Agua



Thermo
SCIENTIFIC
felisa
QL

Hornos



Thermo
SCIENTIFIC
felisa
QL

Incubadoras



Heathrow Scientific

Contadores Celulares

Tipo Plano y Electrónicos



Thermo
SCIENTIFIC
CORNING

Medidor de PH



Thermo
SCIENTIFIC
CORNING

Placas de Agitación y Calentamiento



Thermo
SCIENTIFIC
felisa

Baño Seco



Accumax **JENCONS**

Pipetores




Thermo
SCIENTIFIC

Agitador Orbital



Thermo
SCIENTIFIC

Mezclador de Tubos



Thermo
SCIENTIFIC

SCIOLOGEX

SPINREACT **eppendorf**

Pipetas Automáticas



Accumax **JENCONS**

Dispensador de líquidos



Thermo
SCIENTIFIC

Refrigeradores



Thermo
SCIENTIFIC

Ultracongelador



Thermo
SCIENTIFIC

Congelador



GRIFOLS

Agitador Horizontal
para plaquetas



GRIFOLS

Balanza Agitadora



Thermo
SCIENTIFIC

Centrífuga
Bolsas y Tubos



GRIFOLS

Descongelador de Bolsas de Plasma



GRIFOLS

Selladoras



GRIFOLS

Separador Automático de Compuestos



Thermo
SCIENTIFIC

**Baño
de Flotación**



Thermo
SCIENTIFIC

Criostato



Thermo
SCIENTIFIC

Microtomo



Thermo
SCIENTIFIC

**Refrigerador
de Morgue**



Thermo
SCIENTIFIC

**Procesador
de Tejidos**



Thermo
SCIENTIFIC

Workstation



**Lector
de Microplacas**



**Lavador
de Microplacas**



**Analizador Multiparamétrico
para Inmunología**



AB applied biosystems™

Termocicladores



eppendorf

Termocicladores



CONSUMIBLES DE LABORATORIO



**Vaso con
Termómetro**



**Banditas
Adhesivas**



Guantes Esteriles



**Toallitas
Alcoholadas**



Portaobjetos



Cubreobjetos



**Analizadores
y Reactivos**




**Tubos para
Toma de Muestras**




Espejo Vaginal



Puntas Azules



Puntas Blancas



Puntas Amarillas



Torundas de Algodón



Lanceta Retráctil



**Vaso Estéril
Desechable**



**Vaso No Estéril
Desechable**

ENVÍOS A CUALQUIER
PARTE DE LA
REPÚBLICA



En **BIODIAGNÓSTICOS** contamos con disponibilidad para entrega inmediata en prácticamente todo nuestro catálogo de productos. Así mismo, contamos con convenios con empresas de logística y paquetería para garantizar un servicio eficiente en cuanto a rapidez y seguridad.



MÁS
10
AÑOS
DE EXPERIENCIA
NOS RESPALDAN



Puebla

9 Sur No. 5314 Int. 5
Col. Prados Agua Azul
Tel: (222)211.08.24
(222)555.43.59

Veracruz

Av. 20 de Noviembre
Esq. Juan Enríquez. Piso 2
Plaza Universidades Local 1 "A"
Tel: (229)931.38.82
(229)931.27.56

LADA SIN COSTO
01.800.823.86.87
www.biodiagnosticos.com